

Kavitační přístroj GB- 818

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

GB818 ultrazvukový masážní přístroj, který na základě ultrazvukového vlnění generovaného vysokou frekvencí 1MH efektivně penetruje ložiska tkáně pod kůží, zrychluje tak metabolismus podkožních ložisek, pomáhá zrychlit krevní oběh a tvaruje tak skvěle vaši postavu.



1 Display s hodnotami

2 Nastavení intenzity

3 Tlačítko zapnout/vypnout

4 Časový display

5 Časovač

6 Tlačítko přepínání úrovní

Technické specifikace:

Model..... GB – 818

Výkon 8 W (P: mix > 400 mw/cm²)

Frekvence 1Mhz

NapětíAC100 – 240V/50Hz – 60Hz ~DC24V/500mA

- **PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÁVOD K UŽITÍ**
- **NEVYHAZUJTE TENTO VÁVOD**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Jak funguje ultrazvuk

Mechanické vibrace: Technologie ultrazvuku je založena na přenosu cyklických vln na kůži a ložiska pod ní. Přístroj vysílá miliony vibračních signálů za sekundu hluboko pod kůži – rozbíjí tak tukové buňky na rozložitelné odplavitelné částičky. Ultrazvuk také podporuje tvorbu kolagenu, který vyhlazuje drobné nevzhledné vrásky a ložiska tuků. Díky vysoké frekvenci ultrazvuku dochází ke zvýšené stimulaci ložisek a tukových buněk, odplavování kožních nečistot a oživování lokálního metabolismu.

Hlubkové zahřátí: Výsledkem aktivity milionu zvukových vln vysílaných pod kůži vzniká třecí teplo. Toto zahřátí v hloubce kůže usnadňuje kožní metabolismus (omlazování kolagenem a odbourávání tuků). Tento druh tepla také zaručuje, že vaše kůže se zbaví nečistot lépe než s jakýmkoliv mýdlem. Tento vedlejší produkt spojený s funkcí ultrazvuku byl vytvořen vědci v posledním desetiletí a pouze nyní je dostupný spotřebiteli doma. Díky jemnému teplu vytvořenému třením zvukových vln, vašich podkožních buněk a ložiska dochází

k odstraňování podkožního odpadu a tukové buňky se zmenšují či ustupují. Výsledkem je omlazený vzhled.

Fyzikální a chemické procesy:

Ultrazvukové vlny způsobují, že se v kožní tekutině utváří vakuum. Tento proces je známý jako „kavitační efekt“. Ve vytvořeném vakuu dochází k urychlenému vypařování plynů, které vytváří při procesu vypaření drobné bublinky. Ty spouští exotermickou reakci neboli oxidaci. Oxidace pak má za následek snížení počtu poškozených částic. Ultrazvukové vlny povzbuzují změny v PH, jako například oxidace, snížená zásaditost, změny v ionizaci a zpevňování. Tyto procesy bývají shrnovány jednotným pojmem „Kavitační proces“.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Úvod

Vyhlazující krémy a zeštíhlující gely pronikají do kůže jen velmi povrchově – do vrstvy epidermis (kůže je složena ze tří hlavních vrstev: epidermis, dermis, a podkožní ložiska). GB-818 Ultrazvukový zkrášlující masážní stroj penetruje díky principu mechanické vibrace kůži do hloubky, v krizových partiích jako boky, lýtka, tricepsy, břicho, efektivně odbourává ukládající se tuk a vyhlazuje vrásky a

nedokonalosti. Tento urychlený metabolismus a systém odvodu nepotřebných látek je původem omlazovacího procesu.

Příprava před zákrokem

- Umyjte důkladně ošetřované partie.
 - Ultrazvuk snadněji prostupuje tekutinami než vzduchem.
- Před masáží potřete masírovaná místa vodou, krémem, gelem či masážním olejem.

Doporučené kroky k umocnění účinku:

Naneste zeštíhlující gel nebo krém na problematické partie. Ultrazvuk může usnadnit průchod potřebných látek hlouběji do kůže a umocnit tak efekt přípravku v podkožní vrstvě. V případě, že používaný produkt má sám o sobě zahřívací efekt, počkejte, až krém či gel úplně vychladne.

Upozornění: Bez předchozího navlhčení pokožky či nesprávného kontaktu s kůží, efekt přístroje může být znatelně snížen.

Postup:

1. **Připojte** jednu část napájecího kabelu k masážnímu přístroji v určeném místě a druhou část zapojte do 230V zásuvky.
2. **Při zapojení:** Při počátečním zapnutí ukazuje display úroveň intenzity 1 a dobu trvání výkonu 5min.
3. **Nastavení programu:** Stiskněte tlačítko pro volbu přerušovaného nebo konstantního ultrazvukového signálu
4. **Stupně intenzity:** 8 volitelných úrovní intenzity signálu.
5. **Časovač:** nastavte tlačítkem dobu trvání masáže. Maximální čas 30min, přístroj se sám uvede do režimu spánku. Ukončení programu je ohlášeno zvukovým signálem.

UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST:

Nepřikládejte přístroj na poraněnou či citlivou pokožku, či pokožku zatíženou kožní nemocí.

- **Nepoužívejte v případě nevolnosti či nemoci.**
- **Nepoužívejte v případě zvýšeného krevního tlaku.**
- **Nedoporučujeme zásadně použití osobám s oslabeným srdcem či srdeční chorobou, nebo rakovinou. V případě jiných vážných onemocnění doporučujeme konzultaci s Vaším odborným lékařem před použitím.**
- **Nedoporučujeme zásadně použití těhotným.**
- **Nedoporučujeme použití osobám mladším 16 let.**
- **Nepřibližujte k obličeji a vyhýbejte se kontaktu s očima.**

- Nepřikládejte k pokožce silou, efektivita se nezvyšuje v závislosti na použití síly.
- Při masáži dbejte na neustálý pohyb přístrojem po povrchu těla, nedoporučuje se zastavit přístroj na jednom místě po dobu delší než 3s.
- V případě opakování cyklu masáže, doporučujeme uložit přístroj do klidu na 10 min mezi jednotlivými masážemi.
- Před použitím a po dokončení masáže očistěte přístroj dezinfekčním prostředkem a uskladněte pokud možno ve sterilním prostředí.
- Nedoporučujeme použití přístroje v případě únavy.
- Přístroj musí být po použití vypojen z elektrického proudu.
- Doporučujeme zásadně neotvírat přístroj k účelům opravy bez dohledu odborníka.
- Vyhýbejte se kontaktu s extrémním počasím a pohyby.
- Vyhýbejte se kontaktu s kovovými předměty.
- Vyhýbejte se kontaktu s větším než malým množstvím vody.
- Vyhýbejte se kontaktu s příliš zahřátými povrchy.

